

額溫槍出動！

班級 ☐ 甲 ☐ 乙 姓名 _____ 日期 _____

認識新朋友

這是「額溫槍」

量額頭的溫度

不用碰到皮膚

「嗶」一聲，數字就出來



額溫槍量的是我們身體的溫度 = 體溫

★ 重點 勾一個

額溫槍量的是 ☐ 額頭 ☐ 手指

量額溫

六個步驟，跟著做

1 撥開瀏海

2 對準額頭中間

3 距離一根手指寬

4 按一下，聽到「嗶」

5 看數字：讀大數字

6 記下來



★ 重點 勾一個

量額溫前要先 ☐ 撥開瀏海 ☐ 戴帽子

讀數字的秘訣

只看小數點前面！



36 度多

紅色的 36：大數字

後面淡淡的 .8：先不用管



36.8 → 讀「36 度多」

★ 重點 勾一個

36.8 的大數字是 ☐ 36 ☐ 8

今天學到

說說看：今天學到什麼？

第 2 案破案！

量額溫前，先 撥開瀏海

小數點前面是 大數字

量完要 記下來

★ 重點 勾一個

量完溫度要 ☐ 記下來 ☐ 馬上忘記

額溫槍出動！

班級 ☐ 甲 ☐ 乙 姓名 _____ 日期 _____

1 量額溫六步驟：做到了就打勾

- ☐ 1. 撥開瀏海 
- ☐ 2. 對準額頭中間 
- ☐ 3. 距離一根手指 
- ☐ 4. 按一下，聽到嗶 
- ☐ 5. 讀大數字 
- ☐ 6. 記下來 

2 讀讀看：螢幕上的「大數字」是？

- 36.5°C

☐ 36 ☐ 5 ☐ 365
- 35.8°C

☐ 8 ☐ 35 ☐ 358
- 37.1°C

☐ 1 ☐ 371 ☐ 37

3 兩人一組：量額溫，寫下大數字

我幫誰量	螢幕數字	大數字

37.5 度以上 → 要告訴老師 